

## 土壤外切-β-1, 4-葡聚糖酶/纤维二糖水解酶 (S-C1) 活性测定

### 试剂盒说明书

#### 分光光度法 50 管/24 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

#### 测定意义:

C1 (EC3.2.1.91) 存在于细菌、真菌和动物体内, 是纤维素酶系的组份之一, C1 催化多聚糖链的末端非还原端释放出纤维二糖和葡萄糖。

#### 测定原理:

采用 3,5-二硝基水杨酸法测定 C1 催化微晶纤维素降解产生的还原糖的含量。

#### 需自备的仪器和用品:

可见分光光度计、水浴锅、离心机、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

#### 试剂的组成和配制:

提取液: 液体 50mL×1 瓶, 4°C 保存;

试剂一: 液体 15mL×1 瓶, 4°C 保存;

试剂二: 液体 60mL×1 瓶, 4°C 保存;

#### 样品测定的准备:

称取约 0.1g 新鲜土样或风干土样, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆, 室温振荡提取 30min, 然后 10000g 4°C 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

#### 测定步骤:

1、分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 540nm, 蒸馏水调零。

2、加样表 (在 EP 管中依次加入下列试剂):

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
样本	50	50
试剂一	500	
蒸馏水		500
混匀, 37°C 准确水浴 2h		
试剂二	1000	1000

混匀, 90°C 水浴 10min (盖紧, 防止水分散失), 冷却后, 测 540nm 下吸光值 A, 计算  $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。每个测定管需设一个对照管。

#### S-C1 活性计算

标准条件下测定回归方程为  $y = 6.4078x - 0.0673$ ; x 为标准品浓度 (mg/mL), y 为吸光值。  
单位的定义: 每 g 土样每分钟催化产生 1 μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{S-C1 活力} (\mu\text{g} / \text{min} / \text{g 鲜重}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0673) \div 6.4078 \times V_{\text{反总}}] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T \\ &= 14.305 \times (\Delta A + 0.0673) \div W \end{aligned}$$

1000: 1mg/mL=1000ug/mL; V 反总: 反应体系总体积, 0.55mL; V 样: 加入样本体积, 0.05 mL; V 样总: 加入提取液体积, 1 mL; T: 反应时间, 120 min; W: 样本质量, g。